

NITRILHANDSCHUHE

**BLAU ODER SCHWARZ,
PUDERFREI**

Die Nitril-Untersuchungshandschuhe werden von dem Gesundheitspersonal eingesetzt, um eine Kontamination bei engem Kontakt mit dem Patienten zu verhindern. Die Produkte sind zum einmaligen Gebrauch, puderfrei und unsteril.

- Puderfrei. Nicht steril. Strukturierte Fingerspitzen.
- Latex-freie Einweghandschuhe aus Nitril-Butadien-Kautschuk.
- Hergestellt unter der EN455, EU2016/425, EN ISO 21420, EN ISO 374-1, EN-ISO 374-2, EN 16523-1, EN ISO 374-4, EN 374-5.

Bitte bewahren Sie die Handschuhe in Originalverpackung an einem trockenen und dunklen Ort bei -10°C bis 40°C auf und bitte schützen Sie die Handschuhe vor Ozon.

